

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xpo7 Pour Wb Et Elisa - Q9Uia9

Numéro d'article: CM0021979

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-XPO7 est un anticorps polyclonal dirigé contre l'exportine-7 humaine (RANBP16), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat. Utilisé pour l'étude des mécanismes du transport nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-XPO7
Remarques/Alias	EXP7 ; RANBP16 ; XPO7
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	23039
GeneID	23039
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre l'acide aminé 1000 et l'extrémité C-terminale de XPO7 humain (NP_055839.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UIA9
Poids moléculaire	124 kDa
Expédition	Sac réfrigérant