


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xrcc4 Pour Wb - Q13426

Numéro d'article: CM0020672



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-XRCC4 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéine XRCC4 humaine et de rat (38 kDa). Outil essentiel pour les études sur la réparation des cassures double brin de l'ADN et la voie NHEJ.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-XRCC4
Remarques/Alias	SSMED, hXRCC4, XRCC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7518
GeneID	7518
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-336 de la XRCC4 humaine (NP_001304941.1?))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13426
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace