


Yes1 Rabbit Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07947

Numéro d'article: CM0014380



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) contre YES1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Il reconnaît la tyrosine-protéine kinase Yes (c-yes) humaine et de souris, un régulateur de la croissance cellulaire, de l'adhésion et de la migration. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études de transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YES1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Yes; c-yes; HsT441; P61-YES; YES1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7525
GeneID	7525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de YES1 humain (NP_005424.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07947
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace