

Ac Polyclonal De Lapin Anti-Ykl-40/Chi3L1 - P36222

Numéro d'article: CM0019026



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-YKL-40/CHI3L1 validé pour les applications WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte CHI3L1 humain, murin et de rat, une glycoprotéine sécrétée de 43 kDa impliquée dans l'inflammation et le remodelage tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac polyclonal de lapin anti-YKL-40/CHI3L1
Remarques/Alias	GP39 ; ASRT7 ; GP-39 ; YK-40 ; YKL40 ; CGP-39 ; YKL-40 ; YYL-40 ; HC-gp39 ; HCGP-3P ; hCGP-39 ; YKL-40/CHI3L1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1116
GeneID	1116
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 220 de YKL-40/CHI3L1 humain (NP_001267.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P36222
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace