

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ykt6 Pour Wb Et Elisa - O15498

Numéro d'article: CM0020506



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain YKT6, validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le trafic vésiculaire médié par les SNARE et l'organisation de l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YKT6 Lapin pAb
Remarques/Alias	YKT6
Espèce	Humain
GeneID	10652
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 198 de l'humain YKT6 (NP_006546.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O15498
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace