


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Yod1 Pour Wb Et Elisa - Q5Vvq6

Numéro d'article: CM0014227



Introduction

pAc de lapin anti-YOD1 validée pour les applications WB et ELISA, reconnaissant la ubiquitine thioestérase OTU1 YOD1 humaine et murine. Impliquée dans les voies ERAD et de l'autophagie. Convient pour la recherche IVD. - Q5VVQ6

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin anti-YOD1
Remarques/Alias	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55432
GeneID	55432
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-348 de YOD1 humaine (NP_061036.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5VVQ6
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace