


Anticorps Polyclonal De Lapin Ythdc2 Pour Wb, Elisa - Q9H6S0

Numéro d'article: CM0016242



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre YTHDC2 humain, validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté pour étudier la fonction de l'ARN hélicase m6A dans la méiose et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YTHDC2 pAb de lapin
Remarques / Alias	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	64848
GeneID	64848
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1131-1430 de YTHDC2 humain (NP_073739.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H6S0
Poids protéique	160kDa
Expédition	Sac de glace