

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ythdf2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

Numéro d'article: CM0020132



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'YTHDF2 humain, un lecteur d'ARN m6A régulant la stabilité des ARNm. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique et en biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YTHDF2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DF2, CAHL, HGRG8, NY-REN-2, YTHDF2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51441
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 143-243 de l'YTHDF2 humain (NP_001166599.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5A9
Poids moléculaire de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace