


Ac Pab De Lapin Anti-Ywhaz/14-3-3 Zeta/Delta Pour Wb, Elisa - P63104

Numéro d'article: CM0018139



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le YWHAZ/14-3-3 zeta/delta humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude des voies de signalisation, de la phosphorylation et des interactions protéiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YWHAZ Lapin pAb
Remarques/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7534
GeneID	7534
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63104
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace