

Yy1 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa, Chip - P25490

Numéro d'article: CM0018480



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre YY1 pour WB, ELISA, ChIP. Réagit avec la protéine YY1 (~45 kDa) humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, le remodelage de la chromatine et la réparation de l'ADN. - P25490

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	YY1 pAb de Lapin
Remarques / Alias	DELTA ; NF-E1 ; UCRBP ; GADEV5 ; INO80S ; YIN-YANG-1 ; YY1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7528
GeneID	7528
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-160 de la YY1 humaine (NP_003394.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25490
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace