

Zak Pab Lapin - Zak

Numéro d'article: CM0024915

Introduction

Le ZAK PAb lapin est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine ZAK recombinante humaine. Il détecte la protéine ZAK dans des échantillons humains, de souris et de rat par WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, et soutient la recherche sur la signalisation MAP3K et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZAK PAb lapin
Remarques/Alias	pk; AZK; MLT; MRK; ZAK; CNM6; MLK7; MLTK; SFMMP; mlklak; MLTKbeta; MLTKalpha
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51776
ID du gène	51776
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-330 de la protéine ZAK humaine (NP_598407.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Poids de la protéine	35kDa/51kDa/91kDa
Expédition	Sac isotherme