

Zak Rabbit Pab - Zak

Numéro d'article: CM0016193

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZAK humain validé pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la ZAK de souris et de rat. Utile pour étudier la fonction de la kinase ZAK dans les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ZAK Rabbit pAb
Remarques/Alias	pk, AZK, MLT, MRK, ZAK, CNM6, MLK7, MLTK, SFMMP, mlklak, MLTKbeta, MLTKalpha
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51776
ID de gène	51776
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-312 de la ZAK humaine (NP_598407.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
Poids de la protéine	35kDa/51kDa/91kDa
Expédition	Sac de glace