


Anticorps Monoclonal Zap70 De Lapin Pour Wb, If-P, Elisa - P43403

Numéro d'article: CM0005184



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin contre ZAP70 humain, validé pour Western blot (WB), immunofluorescence (IF-P) et ELISA. Cible une tyrosine kinase essentielle pour la signalisation du récepteur des lymphocytes T et l'immunité adaptative. 70 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZAP70 Rabbit mAb
Remarques / alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7535
GeneID	7535
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-619 de ZAP70 humain (NP_001070.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43403
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace