


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Zeb1 Pour Wb Et Elisa - P37275

Numéro d'article: CM0007320



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-ZEB1 (P37275) est un outil de haute qualité pour le WB et l'ELISA, réactif sur des échantillons humains et de rat. Il est essentiel pour l'étude de la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT), de la répression transcriptionnelle et de la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZEB1 mAb de lapin
Remarques/Alias	BZP ; TCF8 ; AREB6 ; FECD6 ; NIL2A ; PPCD3 ; ZFHEP ; ZFH1A ; DELTAEF1 ; ZEB1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6935
ID du gène	6935
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800 et 900 de la protéine ZEB1 humaine (NP_110378.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	P37275
Poids moléculaire de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac réfrigérant