

Zfp64 Lapin Pab - Q9Npa5,Q9Ntw7

Numéro d'article: CM0014596

Introduction

Anticorps polyclonal dirigé contre ZFP64 humain (ZNF338) pour applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour l'étude de la protéine à doigt de zinc 64 dans divers types d'échantillons. Produit chez le lapin en utilisant un immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZFP64 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNF338 ; ZFP64
Espèce	Humain
Identifiant du gène	55734
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de ZFP64 humain (NP_060667.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NPA5,Q9NTW7
Poids moléculaire de la protéine	46kDa/48kDa/68kDa/72kDa/74kDa
Expédition	Sac de glace