

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zip8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9C0K1

Numéro d'article: CM0016653

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ZIP8 humaine (SLC39A8) pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la ZIP8 humaine et murine, un symporteur de cations métalliques essentiel à l'homéostasie du zinc et du manganèse, à l'immunité et au développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ZIP8
Remarques/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	64116
Identifiant du gène	64116
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-300 de la ZIP8 humaine (NP_071437.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9C0K1
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace