

Znf148 Anticorps Polyclonal De Lapin - Q9Uqr1

Numéro d'article: CM0026212

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin ZNF148 est un anticorps polyclonal produit contre la protéine recombinante ZNF148. Il est adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF148 Anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	BERF-1; BFCOL1; GDACCF; ZBP-89; ZFP148; PHZ-52; HT-BETA; ZNF148
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7707
GeneID	7707
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 690-794 de la ZNF148 humaine (NP_068799.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQR1
Poids de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace