

Anticorps Monoclonal Znf24 Rabbit Polymab® Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P17028

Numéro d'article: CM0009200



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la protéine ZNF24 humaine (KOX17, ZNF191, ZSCAN3, RSG-A) pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. ~42 kDa. Idéal pour les études sur les facteurs de transcription et la myélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF24 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7572
ID du gène	7572
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-242 de la protéine ZNF24 humaine (NP_110378.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17028
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace