

Znf384 Pac Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tf68

Numéro d'article: CM0023879

Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal Lapin anti-ZNF384 de grade IVD validé pour WB, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Facteur de transcription localisé dans le noyau, 63kDa, UniProt Q8TF68.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF384 pAc Lapin
Remarques/Alias	NP; CIZ; NMP4; CAGH1; ERDA2; TNRC1; CAGH1A; ZNF384
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	171017
GenelD	171017
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TF68
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace