

Znf444 Lapin Pab - Q8N0Y2

Numéro d'article: CM0023988

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin ZNF444 pAb détecte ZNF444 (EZF2) dans des échantillons humains, murins et de rat via WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Un régulateur transcriptionnel se liant au promoteur SCARF1, avec un poids moléculaire observé de 35 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF444 Lapin pAb
Remarques/Alias	EZF2; EZF-2; ZSCAN17; ZNF444
Espèce	Humain
Identifiant du gène	55311
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N0Y2
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace