

Znf502 Pab De Lapin - Q8Tbz5

Numéro d'article: CM0014996

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF502 pour Western blot (WB) et ELISA. ZNF502 est une protéine à doigt de zinc potentiellement impliquée dans la régulation transcriptionnelle. Convient pour des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF502 pAb de lapin
Remarques / Alias	ZNF502
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	91392
GenelD	91392
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de la protéine ZNF502 humaine (NP_149987.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TBZ5
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace