

Znf544 Pac De Lapin - Q6Nx49

Numéro d'article: CM0029223

Introduction

ZNF544 pAc de lapin pour WB et ELISA, détecte le ZNF544 humain et murin. Cet anticorps polyclonal de 82 kDa cible la région N-terminale, convient pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF544 pAc de lapin
Remarques/Alias	ZNF544
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	27300
GenelD	27300
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6NX49
Poids de la protéine	82kDa
Expédition	Sac de glace