

Znf701 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q9Nv72

Numéro d'article: CM0019138

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF701 pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Détecte la protéine ZNF701 humaine, une protéine à doigt de zinc impliquée dans la régulation transcriptionnelle. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF701 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNF701
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55762
GeneID	55762
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de la protéine ZNF701 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NV72
Poids moléculaire	61kDa
Expédition	Sac de glace