


## Ac Pab De Lapin Anti-Zo-1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q07157

Numéro d'article: CM0016711



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le ZO-1 humain (TJP1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les jonctions serrées et la barrière épithéliale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Ac pAb de lapin anti-ZO-1                                                                                                   |
| Remarques/Alias    | ZO-1                                                                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)    | 7082                                                                                                                        |
| GeneID             | 7082                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-273 du TJP1 humain (NP_003248.3). |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS              | Q07157                                                                                                                      |
| Poids moléculaire  | 195kDa                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |