

Anticorps Polyclonal De Lapin Zpr1 Pour Wb Et Elisa - 075312

Numéro d'article: CM0014849

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ZPR1 validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine ZPR1 humaine, une protéine à doigt de zinc impliquée dans la progression du cycle cellulaire et la localisation de SMN1. Idéal pour la recherche en neurosciences et en signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin ZPR1
Remarques/Alias	GKAF; ZNF259; ZPR1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8882
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-459 de ZPR1 humain (NP_003895.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075312
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace