

Anticorps Polyclonal De Lapin Zscan4 Pour Wb Et Elisa - Q8Nam6

Numéro d'article: CM0018391

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ZSCAN4 humaine (ZNF494), généré contre une protéine recombinante (aa 1-227). Adapté pour Western blot et ELISA, idéal pour les études sur la pluripotence des cellules souches et la dynamique des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZSCAN4 pAb de lapin
Remarques / Alias	ZNF494 ; ZSCAN4
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	201516
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 227 de la ZSCAN4 humaine (NP_689890.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8NAM6
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace