

Zscan4C Rabbit Pab - 245109

Numéro d'article: CM0014281

Introduction

ZSCAN4C Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant ZSCAN4 de souris, avec une réactivité chez la souris. Idéal pour la WB et l'ELISA, il détecte une bande de 57 kDa. Un outil essentiel pour la recherche sur les cellules souches et la biologie du développement, favorisant les études sur la pluripotence et l'embryogenèse précoce.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZSCAN4C Rabbit pAb
Remarques/Alias	Gm397, Zscan4d, XM_142517, ZSCAN4C
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	201516
ID du gène (souris)	245109
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 506 de ZSCAN4 de souris (NP_001013787.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac réfrigérant